

Anche il raffreddore non è più un problema

Inalate già ai primi sintomi del raffreddore. Otterrete il miglior risultato utilizzando il vapore chiaro più caldo possibile, poiché i virus non sopravvivono a temperature che superano 40° C.

Inalate quindi con la temperatura più elevata possibile e attraverso il naso!

Per eliminare i virus del raffreddore – anche allo stadio iniziale del raffreddore - è importante inalare 3 volte ogni 2 ore circa per 20 minuti.

Inalare con prodotti aggiuntivi

L'effetto principale dell'inalatore bronchi-soft si basa sul vapore caldo. La sostanza più naturale e ovvia per inalare è l'acqua pura. Si possono tuttavia usare anche infusi di erbe, 'eluato di palude' e diversi altri prodotti naturali.

Utilizzate i prodotti aggiuntivi con moderazione! L'aggiunta di medicinali NON è necessaria per liberare le mucose.

Si possono inalare medicinali evaporabili seguendo le indicazioni del vostro medico.

Misurate la dose prescritta del medicamento con il bicchiere dosatore e aggiungete dell'acqua di rubinetto fino a raggiungere 30 ml. (non utilizzate soluzioni oleose, come unguenti, creme, ecc

bronchi soft®

Inalatore a vapore chiaro

L'efficace e delicata pulizia di tutte le vie respiratorie

Siamo lieti che facciate parte delle persone che prendono sul serio la loro salute. Le nostre felicitazioni quindi per aver scelto l'inalatore a vapore chiaro bronchi-soft. Siete in possesso di un apparecchio che si basa su un principio di inalazione del tutto nuovo, l'inalazione a vapore chiaro.



Il vapore chiaro è una micro-nebulizzazione a temperatura corporea, invisibile; l'umidità inalata con il vapore chiaro è 1000 volte più fine dei comuni inalatori.

Per avere un buon risultato e soddisfazione con il vostro inalatore a vapore chiaro bronchi-soft, vogliate osservare le seguenti avvertenze.

Istruzioni d'uso

Per inalare, versare 30 ml di liquido nel contenitore di inalazione utilizzando il bicchiere dosatore. Mettete il contenitore di inalazione sulla piastra riscaldante dell'apparecchio. Utilizzate acqua di rubinetto o acqua minerale naturale (non è necessaria l'acqua distillata)

I prodotti di inalazione o i medicinali naturali devono essere diluiti con acqua. 30 ml di questa soluzione sono sufficienti per circa 30 minuti di inalazione.

Per controllare l'ebollizione, aggiungete per ogni inalazione 5 perle per facilitare l'ebollizione del liquido di inalazione. Queste perle possono essere sempre riutilizzate – è sufficiente risciacquarle brevemente.

Mettete il tubo montante e il tubo di respirazione in vetro sull'apparecchio, inserite quest'ultimo ad una presa collegata a terra (220 V) e accendetelo. Mettete la manopola di regolazione sulla posizione 9. (la spia luminosa verde si accende soltanto a partire dalla posizione 4).

Dopo circa 4 minuti si forma dell'acqua di condensazione nella parte interna del tubo di respirazione in vetro. Ruotate ora la manopola di regolazione sulla posizione 5 o 6. Adesso potete cominciare ad inalare.

Il tubo di respirazione in vetro dovrebbe adattarsi al naso e alla bocca senza stringere. Inspirate ed espirate senza sforzo, possibilmente attraverso il naso. Se il naso è chiuso potete respirare con la bocca.

Trattenete l'aria aspirata per circa 2 secondi - poi espirate nell'apparecchio. In generale la posizione 6 è percepita come benefica e produce anche sufficiente vapore chiaro. La temperatura può essere corretta durante l'inalazione.

Al termine dell'inalazione dovrebbe rimanere sempre un piccolo residuo del liquido di inalazione. Dopo l'inalazione mettete la manopola di regolazione in posizione 0 (bisogna superare una leggera resistenza tra 1 e 0 !) e togliete il cavo dalla presa.

A causa della sua struttura robusta l'apparecchio necessita un po' di tempo per il raffreddamento.

Pulizia e cura

Asciugate l'inalatore raffreddato (attorno alla piastra riscaldante) esclusivamente a secco. Il tubo montante, il tubo di respirazione in vetro e il contenitore di inalazione devono essere lavati con acqua calda e un po' di detersivo per le stoviglie. Utilizzate dell'aceto per eliminare le macchie resistenti. Se particolari condizioni d'uso dell'apparecchio richiedessero la sterilizzazione, si può far bollire il tubo di respirazione in vetro.

Quando e per quanto tempo inalare

All'inizio abituatevi all'apparecchio inalando soltanto per 10 -15 minuti. Successivamente aumentate la durata dell'inalazione a 30 minuti 2 o 3 volte al giorno. Si può inalare a lungo e sovente senza alcun problema. Dopo ogni malattia continuate ad inalare ancora per qualche tempo in modo da proteggere le mucose ancora sensibili e per aumentare le vostre difese immunitarie.

Il nostro consiglio: fate ogni tanto una cura di inalazione per prevenire le affezioni da raffreddamento e per pulire le mucose dell'intero sistema respiratorio.